

YT 培养基粉剂(2×)

产品简介:

YT 培养基可用于多种细菌培养。Leagene YT 培养基粉剂(2×)主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠等组成,其浓度比常规 LB 培养基高,溶于无菌水即可使用,如果严格要求无菌,应经 15psi 高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	CM0037	Storage
	YT 培养基粉剂(2×)		1L
使用说明书			1 份

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作,溶于无菌水并加入合适的抗菌素和菌种进行培养。
- 2、如需无菌,应溶解于蒸馏水或去离子水,高压灭菌 20min。

注意事项:

- 1、注意无菌操作,尽量避免污染。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
CA0005	氨苄青霉素溶液(Ampicillin,50mg/ml)
CM0025	SOC 培养基(PH7.0)
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
NR0003	Lezol(总 RNA 提取试剂)
PE0018	SDS-PAGE 凝胶配制试剂盒
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)