

版本: A1 修改日期: 2025.03.18

Krebs-Ringer 粉剂(无碳酸氢钠)

产品简介:

Leagene Krebs-Ringer 粉剂(无碳酸氢钠)又称 KREBS-RINGER BICARBONATE BUFFER,不含碳酸氢钠,含 1.8g/L 葡萄糖。用于动物离体实验,肌体灌流、清洗组织,并维持离体组织的正常生理功能。主要 Cl⁻、K⁺、Ca²⁺、Mg²⁺等组成。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

编号 名称	CZ0090	Storage
Krebs-Ringer 粉剂(无碳酸氢钠)	1L	RT
使用说明书	1份	

操作步骤(仅供参考):

1、粉末需完全溶解于 1L 水中使用。

注意事项:

1、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。常温运输。

相关产品:

产品编号	产品名称
CC0007	磷酸缓冲盐溶液(10×PBS,无钙镁)
CC0130	胰蛋白酶-EDTA 溶液(0.25%:0.02%)
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
CZ0061	台氏液(Tyrode's solution)
DA0057	甲苯胺蓝染色液(1%,硼酸盐法)
PE0080	Tris-HCl 缓冲液(1mol/L,pH6.8)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)

400-0000-455 www.leagene.com