

明胶粘贴剂

产品简介:

组织切片后, 显微镜检查切片合格后, 需要用粘贴剂将切片粘贴于载玻片上, 使之牢固地贴在载玻片上, 然后再熔去石蜡(冰冻切片无需此步骤)进行染色、脱水等步骤。

Leagene 明胶粘贴剂又称为 Haupt 粘贴剂(赫伯特粘贴剂)常用于载玻片的粘贴, 是最常用的一种粘贴剂, 主要由明胶、甘油、苯酚等组成, 主要用于石蜡切片、冰冻切片、真菌子实体的粘贴, 制备好的载玻片可 4℃保存半年。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	DZ0401	Storage
明胶粘贴剂		100ml	4℃
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、在低温情况下, 明胶粘贴剂容易形成胶冻状, 应 25 ~ 37℃孵育溶解后使用。
- 2、滴加明胶粘贴剂于载玻片上适当时间。
- 3、取出载玻片, 37℃干燥 1 ~ 2h, 至肉眼观察完全干燥; 通风橱内吹风数分钟即可完成干燥, 对于有些实验则需要干燥 3h 或更长时间。

注意事项:

- 1、明胶粘贴剂可以被某些细胞消化并吸收, 摄入过多的明胶会产生一定的细胞毒性。
- 2、浸蘸明胶粘贴剂时, 务必使玻片完全浸入液体中, 否则易使包被不完全产生样本脱落现象。
- 3、干燥过程中注意避免尘埃污染。
- 4、明胶粘贴剂在低温情况下容易形成胶冻状, 应 25 ~ 37℃孵育溶解后使用。
- 5、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 6、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
DM0002	姬姆萨染色液(Giemsa stain, 1:9)
OR0008	pH 标准缓冲溶液(pH=10.00)
PE0103	Acr-Bis(30%, 29:1)
PW0040	Western blot 一抗稀释液
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)