

TBS 缓冲液(0.05mol/L,pH7.4)

产品简介:

Tris 缓冲盐溶液简称 TBS,属于常规 pH 缓冲液,常用于清洗免疫染色的组织或 Western Blot 中的蛋白印迹膜等,是常用分子生物学试剂。

Leagene TBS 缓冲液(0.05mol/L,pH7.4)主要由 Tris、氯化钠等组成,可用于免疫金银染色中清洗组织,亦可作为封闭液的基础试剂。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	Storage
	IH0041	
TBS 缓冲液(0.05mol/L,pH7.4)	500ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、石蜡切片脱蜡至水。
- 2、0.1%胰蛋白酶消化 10min 或 3M 尿素消化 30min。
- 3、蒸馏水冲洗 2 次,每次 5~10min。
- 4、TBS 缓冲液(0.05mol/L,pH7.4)振荡洗涤 2 次,每次 5~10min。
- 5、进行封闭及下游其他实验。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
NR0003	Lezol(总 RNA 提取试剂)
PT0013	考马斯亮蓝快速染色液
PW0040	Western blot 一抗稀释液
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)

文献引用:

- 1、 Qianlin Li,Jinsong Zhang,Qiang Deng,et al.A Divalent Chikungunya and Zika Nanovaccine with Thermostable Self-assembly Multivalent Scaffold LS-SUMO.Advanced Healthcare Materials.February 2024.10.1002/adhm.202303619.(IF 10)

注：更多使用本产品的文献请参考产品网页