

磷酸氢二钠—柠檬酸缓冲液(pH2.2-8.0)

产品简介:

Leagene 磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲液(pH2.2-8.0)是由 0.2M 磷酸氢二钠与 0.1M 柠檬酸按照不同比例混合而得, 客户根据需要可选 pH2.2、2.4、2.6、2.8、3.0、3.2、3.4、3.6、3.8、4.0、4.2、4.4、4.6、4.8、5.0、5.2、5.4、5.6、5.8、6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6、7.8、8.0。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	
	R00410	Storage
磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲液(pH2.2-8.0)	500ml	4°C
使用说明书		1 份

操作步骤 (仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。

注意事项:

- 1、pH 值偶尔有微小误差, 一般不影响使用。
- 2、由于磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲液(pH2.2-8.0)不含防腐剂成分, 保质期较短, 易产生絮状物, 建议尽快使用。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 2 个月有效。低温运输, 4°C 保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
CC0005	磷酸缓冲盐溶液(1×PBS,无钙镁)
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DC0032	Masson 三色染色液
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
NA0030	Tris-乙酸电泳缓冲液(50×TAE)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)

文献引用:

- 1、Dewen Ye,Mingxi Li,Kaizheng Feng,et al.Long-term fate tracking and quantitative analyzing of nanoparticle s in stem cells with bright-field microscopy.Nano Today.May 2022.10.1016/j.nantod.2022.101506.(IF 18.96 2)

注: 更多使用本产品的文献请参考产品网页