

Tween20/TBS 溶液(1×TBST,pH7.4)

产品简介:

Tris 缓冲盐溶液简称 TBS,属于常规 pH 缓冲液,常用于清洗 Western Blot 中蛋白印迹膜,或者配制封闭液,是常用分子生物学试剂,在 TBS 的基础上加入一定比例的 Tween 20,能够大大增强 TBS 的洗涤作用。

Leagene Tween20/TBS 溶液(1×TBST,pH7.4)主要成分为 Tris-HCl(pH7.4)、氯化钠 Tween 20、防腐剂等, pH 值约为 7.4, 主要用于 Western Blot 中 PVDF、NC 膜的洗涤,亦可作为封闭液的基础试剂。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	PW0020	Storage
Tween20/TBS 溶液(1×TBST,pH7.4)		500ml	RT
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、清洗膜时,每次 5~10min,重复 3 次。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
NR0003	Lezol(总 RNA 提取试剂)
PE0103	Acr-Bis(30%,29:1)
PW0034	Western 转移缓冲液(NC,PVDF)
PW0046	Western 封闭液
PW0084	丽春红 S 染色储存液(10×Ponceau S)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)

文献引用:

- 1、 Min Ye,Yiran Shan,Bingchuan Lu,et al.Creating a semi-opened micro-cavity ovary through sacrificial micro spheres as an in vitro model for discovering the potential effect of ovarian toxic agents.Bioactive Materials.March 2023.10.1016/j.bioactmat.2023.02.029.(IF 18.9)
- 2、 Zhang Yan-hui,Yan Xin-zhu,Xu Shuang-feng,et al.α-Lipoic Acid Maintains Brain Glucose Metabolism via BDNF/TrkB/HIF-1α Signaling Pathway in P301S Mice.Frontiers in Aging Neuroscience.August 2020.10.3389/fnagi.2020.00262. (IF 4.364)
- 3、 Zhenhua Wu,Yunpeng Bai,Yujuan Qi,et al.lncRNA NEAT1 Downregulation Ameliorates the Myocardial Infarction of Mice by Regulating the miR-582-5p/F2RL2 Axis.Cardiovascular Therapeutics.December 2022.10.1155/2022/4481360. (IF 3.368)

注：更多使用本产品的文献请参考产品网页